



System 25

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Arbejdskabinettet til placering på bord/plan flade
- Grundflademål: 1000 x 600 mm
- Sidehøjder: 200 mm (totalhøjde 410 mm), varenr. 25-106020-4/-5
500 mm (totalhøjde 710 mm), varenr. 25-106050-4/-5
750 mm (totalhøjde 960 mm), varenr. 25-106075-4/-5
- Formstøbt top i klar PETG isat rude af hærdet sikkerhedsglas
- Hjørner i PP til ruden i farverne hvid (-5) eller rød (-4)
- Sider i klar PETG
- Hjørner i alukseret aluminium
- Bunden af siderne er forsynet med en skridsikker gummikant
- Anbefalede luftmængder: 220, 550 eller 850 m³/h (afhængigt af sidehøjden)
- Valgfrit tilkøb af flange til udsugning
- NB! Kan leveres med låger



Tegning

