


System 63 – Chemisch Resistent (CR)

Tischmontiert (TM)



A: Model 63-35-1-7-5	R: 530 mm
B: Model 63-45-1-7-5	R: 630 mm
C: Model 63-55-1-7-5	R: 730 mm
D: Model 63-3535-1-7-5	R: 800mm
E: Model 63-5545-1-7-5	R: 1080 mm

Zubehör: Saugspitze 1-6325-7-5


Das Arbeitsgebiet des Arms ist von der Mitte der Öffnung des Zubehörs festgelegt. Änderungen vorbehalten in bezug auf Wahl der Haube und die Positionierung der Haube.

Wir empfehlen, dass die stationäre Arbeitsposition des Zubehörs nicht im obersten oder im untersten Teil des Arbeitsgebiets platziert wird.

(Alle Maßen in mm)

System 63 – Chemisch Resistent (CR)

Wandmontiert (WM)



A: Model 63-3535-3-7-5

B: Model 63-3590-3-7-5

C: Model 63-5545-3-7-5

D: Model 63-6555-3-7-5

E: Model 63-9065-3-7-5

R: 760 mm

R: 1120 mm

R: 1025 mm

R: 1190 mm

R: 1500 mm

Zubehör: Saugspitze 1-6325-7-5


Das Arbeitsgebiet des Arms ist von der Mitte der Öffnung des Zubehörs festgelegt. Änderungen vorbehalten in bezug auf Wahl der Haube und die Positionierung der Haube.

Wir empfehlen, dass die stationäre Arbeitsposition des Zubehörs nicht im obersten oder im untersten Teil des Arbeitsgebiets platziert wird.

(Alle Maßen in mm)

System 63 – Chemisch Resistent (CR)

Deckenmontiert (DM)



A: Model 63-3535-3-7-5	R: 760 mm
B: Model 63-3590-3-7-5	R: 1120 mm
C: Model 63-5545-3-7-5	R: 1025 mm
D: Model 63-6555-3-7-5	R: 1190 mm
E: Model 63-9065-3-7-5	R: 1500mm

Zubehör: Saugspitze 1-6325-7-5

Das Arbeitsgebiet des Arms ist von der Mitte der Öffnung des Zubehörs festgelegt. Änderungen vorbehalten in bezug auf Wahl der Haube und die Positionierung der Haube.

Wir empfehlen, dass die stationäre Arbeitsposition des Zubehörs nicht im obersten oder im untersten Teil des Arbeitsgebiets platziert wird.

(Alle Maßen in mm)