

# ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic的配件

... 多种选择的抽气罩

ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic系列的配件包 括安装支架,抽气罩和变径接头。

安装支架(墙面支架和吊顶支架)与 System 100 系列的相同,由白色喷塑的钢材制成。吊顶支 架的标准尺寸,长度从500mm(10")到 2000mm(80")。

变径接头由聚丙烯(PP)材料制成,使得吸气臂和 更多信息,请参阅插页。 通风系统的连接非常美观。

ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic吸气臂的抽气罩 与System 75系列的完全相同,有多种选择。根 据污染介质的类型和工作场所的具体情形可以提 供相匹配的最佳抽气罩。

抽气罩可以选择材料:透明的PETG, 阳极氧化处 理过或喷塑的铝材

也可以登录我们的网站www.alsident.com或联 系您当地的代理商。







# **ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic arm**

节省空间 - 却拥有超长的工作半径



CN



## 就近吸气

## - 创造一个更清洁的工作环境

在工作过程的污染源附近为每个工位安装吸气系统以防止 被污染的空气扩散到周围环境。因此就近安装吸气臂是创 造清洁工作环境的最好方案。

### 用户友好的吸气臂

ALSIDENT® SYSTEM 烟雾吸气臂借助于内部悬杆和轴承弹簧实现完美的悬停功能。这种结构使得用户友好的吸气臂很容易在工作过程中调整到污染源所在地。

#### 维护简单 经久耐用

ALSIDENT® SYSTEM吸气臂唯一所需的维护是根据要求进行清洁。吸气臂无需任何工具就可以轻松拆卸或清洁后重新组装。为确保维护方便和经久耐用,所有ALSIDENT® SYSTEM吸气臂都由优质材料制成。所有的塑料部件都由防碎裂的聚丙烯(PP)制成。所有的铝质部件都经过阳极氧化处理,而且所有安装支架的内外表面都经喷塑处理。为确保攻击性环境下仍经久耐用,所有的悬杆,弹簧和手拧螺丝都由防酸不锈钢制成。所有的O形环都免维护。

## 压损和效率的测量

丹麦技术学院测定了ALSIDENT® SYSTEM 吸气臂的噪音、 压降和效率。如果您需要这方面的数据,工作范围和安装 高度,请联系当地的经销商,ALSIDENT®SYSTEM A/S或登 录我们的网站 www.alsident.com。

# **ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic**

# - 优雅、实用的吸气臂

#### 应用

ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic适用于风量范围80-180 m³/h (45-110 CFM)。

ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic 吸气臂的结构很像一支带望远镜筒的两关节吸气臂。这种吸气臂非常节省空间,而且非常适合台式工作环境,如实验室,机加工车间,称量设备以及液体的倾倒过程。

#### 适应各种工作条件

ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic吸气臂配备ALSIDENT® SYSTEM 100系列的安装支架可以快速安装在墙面或天花板上。

标准的ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic吸气臂有2 个型号,工作半径分别是 1300 mm或1900 mm (51.20"或74.80")。结合安装型号和工作半径使得调整吸气臂到每一个工作位置都是可能的。更多详情,请参阅插页。

### 铝(AL)系列

- 适合大多数应用

The ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic 系列吸气臂由铝制成,适用于对防腐或导电没有特别要求的工作环境。

ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic吸气臂由风管和活动的白色PP关节组成。望远筒直径从 Ø100 mm变径到Ø75 mm。自由伸缩的风管无级可调且具有悬停功能。

## 客户定制的解决方案 - 交货时间短

除了标准产品外,ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic 还提供为客户定制的解决方案。请联系ALSIDENT® 的代理商以寻求最佳方案。

无论是标准产品还是客户定制的解决方案ALSIDENT<sup>®</sup>都可以保证很短的交货时间。

### 材料

	System 75AL Telescopic
风管 - Ø 75 mm / 3" 和 Ø 100 mm / 4"	阳极氧化处理的铝
关节和法兰	聚丙烯 (PP)
悬杆和弹簧	防酸的不锈钢1)
<b>O-</b> 型环	聚乙烯 (PE) / 聚丙烯 (PP)
风管变径	硬聚乙烯 (PEHD)

1) AISI 316L



# System 75 Telescopic – Ø 75 mm

墙面安装 / 吊顶安装		
	工作半径 [mm]	订货号
	950-1300	900-1300-3
	1300-1900	900-1900-3

ALSIDENT® SYSTEM 75 TELESCOPIC 由三个部分组成,需分开订货:吸气臂,抽气罩和安装支架。 抽气罩和安装支架的订货号 - 请参阅反面。 有关配件的更多信息,请登录我们的网站: www.alsident.com

代理商





# 抽气罩

吸气笔	长 [mm]	基本订货号	<b>ALU</b> (如图片) 颜色/塑料件:	
5	250	1-7525	-	-
	250	1-7526-	4	5
吸气风嘴	宽 [mm]	基本订货号	<b>Al</b> (如图 颜色/氢	U 円片) 担料件:
	250	1-7525-	4	5
抽气罩	宽 [mm]	基本订货号	<b>ALU</b> (如图片) 颜色/塑料件:	
And the second	直径: 200	1-7524-	4	5
	直径: 200	1-7524 <sup>1</sup>	-	-
	420x320*	1-754232-	4	5
	直径: 280 / 11*	1-7528-	4	5
	直径: 385*	1-7535-	4	5
Ó	330x240*	1-753324-	4	5

\*) PETG: 二元醇改性聚对苯二甲酸二乙酯

1) 适用于高压釜

- 只有1个颜色 无此选项

ALSIDENT® SYSTEM 75 TELESCOPIC 由三个部分组成,需分开订货: 吸气臂,抽气罩和安装支架。

抽气罩和安装支架的订货号 - 请参阅反面。 有关配件的更多信息,请登录我们的网站: www.alsident.com

## 安装支架

安装支架 / U型支架	名称	订货号	颜	色
	墙面支架	2-100-203	白(	O
CEILING	长 [mm]	基本    风管连		
COLUMN	+ 颜色	订货号	侧面	顶部
	500 / 白〇	2-100-500	80	20
	750/自〇	2-100-750	80	20
	1000 / 白〇	2-100-1000	80	20
	1250 / 白〇	2-100-1250	80	20
	1500 / 白〇	2-100-1500	80	20
	1750 / 自〇	2-100-1750	80	20
	2000 / 白〇	2-100-2000	80	20
- Amp	2500 / 白〇	2-100-2500	80	20

# 其他配件

防护格栅	风管直径 [mm]	订货号	颜色
	100-125	4-100125	白〇
防护格栅	风管直径 [mm]	订货号	颜色
	75	5-17	白〇
紧固支架	风管直径 [mm]	订货号	颜色
	200 x 200	4-75-5	白〇
方形法兰	名称	订货号	颜色
O	风速< 4m/s 声光报警	10-01	如照片
风速报警器	名称	订货号	颜色
	风速< 4m/s 声光报警	10-01	如照片

