



System 25

Sämtliche Komponente RoHS konform.

Ausführung:

- Arbeitskabinett für Platzierung auf einem Tisch oder einer ebenen Oberfläche
- Maße der Grundfläche: 1000 x 600 mm
- Seitenhöhen: 200x 500 oder 750 mm (Gesamthöhen: 410, 710 oder 960mm)
- Oberteil thermogeformt aus transparentem PETG mit Hartglasscheibe eingesetzt
- Ecken für Hartglasscheibe aus PP in den Farben weiß (-5) oder rot (-4)
- Seiten aus transparentem PETG
- Ecken aus eloxiertem Aluminium
- Der Seitenrand ist mit einer rutschfesten Gummikante versehen
- Empfohlene Luftmengen: 220, 550 oder 850 m³/h (abhängig von der Seitenhöhe)
- Flansche für Absaugung (Zubehör) sind lieferbar
- NB! Auch mit Türen lieferbar



Skizze

