



## System 25

Sämtliche Komponente RoHS konform.

### Ausführung:

- Arbeitskabinett für Platzierung auf einem Tisch oder einer ebenen Oberfläche
- Maße der Grundfläche: 1000 x 600 mm
- Seitenhöhen: 200 mm (Gesamthöhen 410 mm), Artikelnr. 25-106020-5  
500 mm (Gesamthöhen 710 mm), Artikelnr. 25-106050-5  
750 mm (Gesamthöhen 960 mm), Artikelnr. 25-106075-5
- Oberteil thermogeformt aus transparentem PETG mit Hartglasscheibe eingesetzt
- Ecken für Hartglasscheibe aus PP in der Farbe weiß
- Seiten aus transparentem PETG
- Ecken aus eloxiertem Aluminium
- Der Seitenrand ist mit einer rutschfesten Gummikante versehen
- Empfohlene Luftmengen: 220, 550 oder 850 m<sup>3</sup>/h (abhängig von der Seitenhöhe)
- Flansche für Absaugung (Zubehör) sind lieferbar
- NB! Auch mit Türen lieferbar



## Skizze

