



System 25

Sämtliche Komponente RoHS konform.

Ausführung:

- Arbeitskabinett für Platzierung auf einem Tisch oder einer ebenen Oberfläche
- Maße der Grundfläche: 635 x 480 mm
- Gesamthöhe: 350 mm
- Thermogeformt aus transparentem PETG
- Hartglasscheibe eingesetzt
- Ecken für Hartglasscheibe aus PP in den Farben weiß (-5) oder rot (-4)
- Empfohlene Luftmenge: 117 m³/h
- Flansche für Absaugung (Zubehör) sind lieferbar



Skizze

