



System 25

Sämtliche Komponente RoHS konform.

Ausführung:

- Arbeitskabinett für Platzierung auf einem Tisch oder einer ebenen Oberfläche
- Maße der Grundfläche: 420 x 320 mm
- Seitenhöhe: 400 mm (Gesamthöhe: 515 mm)
- Oberteil thermogeformt aus transparentem PETG mit zwei Rohrstützen.
- Seiten aus Stahl mit einer Polyester Pulver-lackierung
- Flansche und Gelenk mit Drosselklappe in den Farben weiß (-5) oder rot (-4)
- Flansche, Rohrstützen und Gelenk mit Drosselklappe Ø75
- Empfohlene Luftmenge: 204 m³/h



NB! Reduktionen müssen separat bestellt werden.

Skizze

