



System 100 - Antistatisch (AS)

- Rundhaube empfohlen für die Erfassung von leichtem Rauch oder Gasen, z.B. über kleine, offene Behälter
- Haubengröße: Ø385 mm
- Erhöhte Stabilität bei der Handtierung der Haube durch Kantenverstärkung
- Erhöhte Leistungsfähigkeit in der Erfassung bei senkrechter Platzierung der Haube
- Haube, Rohrstützen und Flansch aus leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)



Absaugeffizienz

Für dieses Produkt liegen keine Messungen vor.

Zur optimalen Position, bitte vergleichen Sie mit Artikel [1-10050](#)

Zeichnung

