





System 100 - Chemisch Beständig (PP)

- Rundhaube empfohlen für die Erfassung von leichtem Rauch oder Gasen, z.B. über kleine, offene Behälter
- Haubengröße: Ø500 mm
- Erhöhte Stabilität bei der Handtierung der Haube durch Kantenverstärkung
- Erhöhte Leistungsfähigkeit in der Erfassung bei abgewinkelter Platzierung der Haube
- Haube aus chemisch beständigem Polypropylen (PP)
- Flansch und Rohrstopfen aus chemisch beständigem Polypropylen (PP)



Absaugeffizienz



Zeichnung

